

LabVIEW

Das Gauß-IT-Zentrum ist offizieller Vertragspartner für LabVIEW. Die Software wird von einigen Instituten finanziert und ist somit auf diese Institute in der Nutzung beschränkt. Weitere Institute können auf Anfrage beitreten. Eine Weitergabe an Studierende ist nicht zulässig, im Lizenzpaket ist jedoch eine begrenzte Anzahl von Student-Install-Options enthalten (separate Seriennummer), welche beispielsweise für Abschlussarbeiten angefragt werden können. Wenden Sie sich an lizenzen@tu-braunschweig.de.

Die Installationspakete finden Sie unter [Campus-Software](#).


- [Installation Windows](#)

Installation Windows


LabVIEW wird seit Version 2025 Q3 nicht mehr per Seriennummer sondern per Verbindung mit einem Lizenzserver lizenziert.

Lizenzserver: **gitzliclabview.tu-bs.de:28000** / **gitzliclabview.tu-braunschweig.de:28000**


Nachdem Sie die ISO-Datei eingebunden haben, starten Sie das Installations-Setup mit dem Namen "Install.exe". Es startet der NI-Paketmanager.




Akzeptieren Sie beide Lizenzvereinbarungen.




Im nächsten Schritt bestätigen Sie die Installation des NI-Paketmanagers mit **[Weiter]**.




Der NI-Paketmanager wird nun installiert.




Nach erfolgreicher Installation des NI-Paketmanagers öffnet sich dieser und das Installations-Setup des NI Software Plattform Bundles beginnt. Wählen Sie im ersten Schritt die gewünschten Softwarepakete aus und bestätigen Sie Ihre Auswahl mit **[Weiter]**.




Im nächsten Schritt werden weitere Objekte zur Installation vorgeschlagen, die zu Ihrer vorherigen Auswahl passen. Wählen Sie erneut aus, welche Objekte Sie installieren möchten und bestätigen Sie Ihre Auswahl mit **[Weiter]**.




Bestätigen Sie die zugehörigen Lizenzvereinbarungen.



Vor der Installation der ausgewählten Softwarepakete erhalten Sie eine Zusammenfassung. Wenn Sie auf **[Weiter]** klicken, beginnt die Installation.



Im nächsten Schritt müssen Sie die installierten Softwarepakete aktivieren. Klicken Sie auf **[Zum Aktivieren anmelden]**.




Melden Sie sich mit Ihrem NI-Account an oder erstellen Sie einen neuen Account.

NI User Account

NI User Account

Log in to continue




Email

Password [Forgot password?](#)


LOG IN

[Create account >](#)

Wählen Sie im nächsten Fenster den Punkt **[Mit einem Volumenlizenzserver verbinden]** und geben den Lizenzserver des GITZ [siehe oben] an.



Damit ist die Verbindung zum Lizenzserver abgeschlossen. Für die Aktivierung von LabVIEW muss nachfolgend noch eine Berechtigungsanfrage gesendet werden. Wählen Sie **[Schließen]**.



Für die Berechtigungsanfrage öffnen Sie im nächsten Schritt den **NI-Lizenzmanager**. Sie finden diesen im Startmenü oder alternativ direkt im Installationsordner von LabVIEW. Im Untermenü **[Netzwerklicenzen]** finden Sie bereits alle Informationen zur Lizenz. Für eine Berechtigungsanfrage wählen Sie unter Client den Punkt **[Verwalten]**.

Produktzusammenfassung Lokale Lizenzen Netzwerklicenzen Software aktivieren Angaben zum Computer Aktualisieren

Ansichten

Server
Name: gitzliclabview.tu-...
Service-ID: 756454

Administrator
Lizenz Admin
05313915555
lizenz@tu-braunschwe...
Webseite

Client [Verwalten](#)

Gruppen (Kein)

Lizenz	Lizenzierungsart	Belegt
SoftwareSolutions		
Academic Site License 2025 Q3	Computerbasiert	0 von 250
LabVIEW Application Builder 2025 Q3		
LabVIEW Continuous Integration System 2025 Q3		
LabVIEW Desktop Execution Trace Toolkit LabVIEW Desktop Execution Trace Toolkit 2025 Q1		
LabVIEW Full Development System 2025 Q3		
LabVIEW LabVIEW VI Analyzer Toolkit 2025 Q3		
LabVIEW Professional Development System 2025 Q3		
NI ASPT LabVIEW Advanced Signal Processing Toolkit 2025 Q1		
NI DCT LabVIEW Database Connectivity Toolkit 2024 Q1		
NI DPDT LabVIEW Digital Filter Design Toolkit 2025 Q1		
NI RGT LabVIEW Report Generation Toolkit for Microsoft Office 2024 Q1		
NI DTF LabVIEW Unit Test Toolkit 2025 Q1		
NI VIA LabVIEW VI Analyzer Toolkit 2025 Q3		

Es öffnet sich das Menü **Client verwalten**, in welchem Sie die Berechtigungsanfrage erstellen können. Füllen Sie die Angaben zu Ihrem Computer aus und wählen unter Gruppen Ihr für LabVIEW berechtigtes Institut aus. Bestätigen Sie die Berechtigungsanfrage mit **[Anfrage senden]**.

Client verwalten
✕

Benutzer: [Redacted]

Vollständiger Name *	
Telefon *	
E-Mail *	
Abteilung *	
Vorgesetzter	
Kostenstelle	
Kommentar	
Stadt *	
Staat/Bundesland *	
Land *	

Gleiche Angaben für Computer verwenden

Computer: [Redacted]

Vollständiger Name *	
Telefon *	
E-Mail *	
Abteilung *	
Vorgesetzter	
Kostenstelle	
Kommentar	
Stadt *	
Staat/Bundesland *	
Land *	

Gleiche Angaben für Benutzer verwenden

Gruppen

	Status der Mitgliedsch...	Name	Beschreibung
<input type="checkbox"/>	Kein Mitglied	ipt	Institut für Pharmakologie, Toxikologie und ...
<input type="checkbox"/>	Kein Mitglied	EMV	Institut für Elektromagnetische Verträglichkeit
<input type="checkbox"/>	Kein Mitglied	IWF	Institut für Werkzeugmaschinen und Fertigu...
<input type="checkbox"/>	Kein Mitglied	emg	Institut für Elektrische Messtechnik und Gru...
<input type="checkbox"/>	Kein Mitglied	ipkm	Institut für Physik der Kondensierten Materie
<input type="checkbox"/>	Kein Mitglied	CMOS	Institut für CMOS Design
<input type="checkbox"/>	Kein Mitglied	IFT	Institut für Thermodynamik
<input type="checkbox"/>	Kein Mitglied	irc	Institut für Raumfahrtssysteme

Anfrage senden

Abbrechen

Ihre Berechtigungsanfrage wird zeitnah vom LabVIEW-Administrator bearbeitet. Der Lizenzierungsprozess ist damit abgeschlossen.