


Installation Windows


LabVIEW wird seit Version 2025 Q3 nicht mehr per Seriennummer sondern per Verbindung mit einem Lizenzserver lizenziert.

Lizenzserver: **gitzliclabview.tu-bs.de:28000** / **gitzliclabview.tu-braunschweig.de:28000**


Nachdem Sie die ISO-Datei eingebunden haben, starten Sie das Installations-Setup mit dem Namen "Install.exe". Es startet der NI-Paketmanager.




Akzeptieren Sie beide Lizenzvereinbarungen.




Im nächsten Schritt bestätigen Sie die Installation des NI-Paketmanagers mit **[Weiter]**.




Der NI-Paketmanager wird nun installiert.




Nach erfolgreicher Installation des NI-Paketmanagers öffnet sich dieser und das Installations-Setup des NI Software Plattform Bundles beginnt. Wählen Sie im ersten Schritt die gewünschten Softwarepakete aus und bestätigen Sie Ihre Auswahl mit **[Weiter]**.




Im nächsten Schritt werden weitere Objekte zur Installation vorgeschlagen, die zu Ihrer vorherigen Auswahl passen. Wählen Sie erneut aus, welche Objekte Sie installieren möchten und bestätigen Sie Ihre Auswahl mit **[Weiter]**.




Bestätigen Sie die zugehörigen Lizenzvereinbarungen.



Vor der Installation der ausgewählten Softwarepakete erhalten Sie eine Zusammenfassung. Wenn Sie auf **[Weiter]** klicken, beginnt die Installation.



Im nächsten Schritt müssen Sie die installierten Softwarepakete aktivieren. Klicken Sie auf **[Zum Aktivieren anmelden]**.




Melden Sie sich mit Ihrem NI-Account an oder erstellen Sie einen neuen Account.

NI User Account

NI User Account

Log in to continue




Email

Password [Forgot password?](#)


LOG IN

[Create account >](#)

Wählen Sie im nächsten Fenster den Punkt **[Mit einem Volumenlizenzserver verbinden]** und geben den Lizenzserver des GITZ [siehe oben] an.



Damit ist die Verbindung zum Lizenzserver abgeschlossen. Für die Aktivierung von LabVIEW muss nachfolgend noch eine Berechtigungsanfrage gesendet werden. Wählen Sie **[Schließen]**.



Für die Berechtigungsanfrage öffnen Sie im nächsten Schritt den **NI-Lizenzmanager**. Sie finden diesen im Startmenü oder alternativ direkt im Installationsordner von LabVIEW. Im Untermenü **[Netzwerklicenzen]** finden Sie bereits alle Informationen zur Lizenz. Für eine Berechtigungsanfrage wählen Sie unter Client den Punkt **[Verwalten]**.

Produktzusammenfassung Lokale Lizenzen Netzwerklicenzen Software aktivieren Angaben zum Computer Aktualisieren

Ansichten

Server
Name: gitzliclabview.tu-...
Service-ID: 756454

Administrator
Lizenz Admin
05313915555
lizenz@tu-braunschwe...
Webseite

Client [Verwalten](#)

Gruppen (Kein)

| Lizenz | Lizenzierungsart | Belegt |
|---|------------------|-----------|
| SoftwareSolutions | | |
| Academic Site License 2025 Q3 | Computerbasiert | 0 von 250 |
| LabVIEW Application Builder 2025 Q3 | | |
| LabVIEW Continuous Integration System 2025 Q3 | | |
| LabVIEW Desktop Execution Trace Toolkit LabVIEW Desktop Execution Trace Toolkit 2025 Q1 | | |
| LabVIEW Full Development System 2025 Q3 | | |
| LabVIEW LabVIEW VI Analyzer Toolkit 2025 Q3 | | |
| LabVIEW Professional Development System 2025 Q3 | | |
| NI ASPT LabVIEW Advanced Signal Processing Toolkit 2025 Q1 | | |
| NI DCT LabVIEW Database Connectivity Toolkit 2024 Q1 | | |
| NI DFDT LabVIEW Digital Filter Design Toolkit 2025 Q1 | | |
| NI RGT LabVIEW Report Generation Toolkit for Microsoft Office 2024 Q1 | | |
| NI DTF LabVIEW Unit Test Toolkit 2025 Q1 | | |
| NI VIA LabVIEW VI Analyzer Toolkit 2025 Q3 | | |

Es öffnet sich das Menü **Client verwalten**, in welchem Sie die Berechtigungsanfrage erstellen können. Füllen Sie die Angaben zu Ihrem Computer aus und wählen unter Gruppen Ihr für LabVIEW berechtigtes Institut aus. Bestätigen Sie die Berechtigungsanfrage mit **[Anfrage senden]**.

Client verwalten
✕

Benutzer:

| | |
|----------------------|--|
| Vollständiger Name * | |
| Telefon * | |
| E-Mail * | |
| Abteilung * | |
| Vorgesetzter | |
| Kostenstelle | |
| Kommentar | |
| Stadt * | |
| Staat/Bundesland * | |
| Land * | |

Gleiche Angaben für Computer verwenden

Computer:

| | |
|----------------------|--|
| Vollständiger Name * | |
| Telefon * | |
| E-Mail * | |
| Abteilung * | |
| Vorgesetzter | |
| Kostenstelle | |
| Kommentar | |
| Stadt * | |
| Staat/Bundesland * | |
| Land * | |

Gleiche Angaben für Benutzer verwenden

Gruppen

| | Status der Mitgliedsch... | Name | Beschreibung |
|--------------------------|---------------------------|------|---|
| <input type="checkbox"/> | Kein Mitglied | ipt | Institut für Pharmakologie, Toxikologie und ... |
| <input type="checkbox"/> | Kein Mitglied | EMV | Institut für Elektromagnetische Verträglichkeit |
| <input type="checkbox"/> | Kein Mitglied | IWF | Institut für Werkzeugmaschinen und Fertigu... |
| <input type="checkbox"/> | Kein Mitglied | emg | Institut für Elektrische Messtechnik und Gru... |
| <input type="checkbox"/> | Kein Mitglied | ipkm | Institut für Physik der Kondensierten Materie |
| <input type="checkbox"/> | Kein Mitglied | CMOS | Institut für CMOS Design |
| <input type="checkbox"/> | Kein Mitglied | IFT | Institut für Thermodynamik |
| <input type="checkbox"/> | Kein Mitglied | irac | Institut für Raumfahrtssysteme |

Anfrage senden

Abbrechen

Ihre Berechtigungsanfrage wird zeitnah vom LabVIEW-Administrator bearbeitet. Der Lizenzierungsprozess ist damit abgeschlossen.

Revision #3

Created 2024-03-01 08:56:23 UTC by Hannes Leusmann

Updated 2025-12-18 11:39:04 UTC by Hannes Leusmann