

Installation Windows

Sie benötigen:

1. Ein **Installationsmedium**: Download von [Campus-Software](#)
2. Die Adresse des Lizenzservers und der Seriennummer
 - Seriennummer zu finden unter [Campus-Software](#)
 - Lizenzserver: **gitzlicorg.tu-bs.de** Port **1713**

Für die Nutzung von Origin und den Zugriff auf Campus-Software benötigen Sie Zugang zum TU-Netz. Sie müssen sich dazu im Netzwerk der TU Braunschweig befinden oder alternativ einen VPN-Client installieren, um von außerhalb auf den Lizenzserver zugreifen zu können.

Installation

Starten Sie das Origin Setup.



Willkommen im Origin 2024 Setupprogramm.

Dieses Programm kann Origin 2024, OriginPro 2024 oder eine Demo auf Ihrem Computer installieren. Klicken Sie Weiter, um fortzufahren.

< Zurück

Weiter >

Abbrechen

Bestätigen Sie nun die Lizenzvereinbarung.



Lizenzvereinbarung

Bitte lesen Sie die nachfolgende Lizenzvereinbarung sorgfältig durch.

OriginLab EULA for Origin 2024 and/or OriginPro 2024 (also known as OriginLab's Terms and Conditions)

This End-user License Agreement (EULA) is a binding legal agreement between you (either an individual or an entity) and OriginLab. This EULA relates to Origin 2024 and/or OriginPro 2024 (the "Software"), including any update or replacement version.

BY CLICKING THE "I ACCEPT" BUTTON OR OTHERWISE DOWNLOADING, INSTALLING, COPYING, OR USING THE SOFTWARE, YOU ACCEPT AND AGREE TO BE BOUND BY THE TERMS OF THIS EULA. If you do not agree to the terms of this EULA, do not download, install or use the Software.

Ich bin mit den Bedingungen der Lizenzvereinbarung einverstanden.

Drucken

Ich bin mit den Bedingungen der Lizenzvereinbarung nicht einverstanden.

InstallShield

< Zurück

Weiter >

Abbrechen

Wählen Sie die Option **[Produkt installieren (erfordert Seriennummer)]**.

Produkt oder Demo installieren?



Wählen Sie eine der Optionen unten. Die Demo enthält sowohl Origin als auch OriginPro. Sie können zwischen den beiden über das Hilfemenü wechseln. OriginPro bietet erweiterte Analysehilfsmittel und Apps für Nichtlineare Anpassung, Peak- und Oberflächenanpassung, Erweiterte Statistik und Signalverarbeitung an.

- Produkt installieren (erfordert Seriennummer)
- Origin Testversion installieren
- OriginPro Testversion installieren

InstallShield

< Zurück

Weiter >

Abbrechen

Im nächsten Schritt müssen Sie die **Seriennummer** (siehe oben) eintragen.

Benutzerinformationen

Geben Sie bitte Ihre Informationen ein.



Geben Sie Ihren Namen, den Namen Ihres Unternehmens und die Seriennummer des Produkts ein.

Benutzername:

Firmenname:

Seriennummer im Format xxxxx-xxxx-xxxxxxx:

InstallShield

< Zurück

Weiter >

Abbrechen

Bestimmen Sie nun einen Installationsordner. Sie können die Vorgabe beibehalten.

Zielverzeichnis



Wählen Sie ein Zielverzeichnis für OriginPro 2024.

C:\Program Files\OriginLab\Origin2024

Durchsuchen...

InstallShield

< Zurück

Weiter >

Abbrechen

Im nächsten Schritt können Sie auswählen, welche Features zusätzlich installiert werden sollen.

Features wählen

Die zu installierenden Features auswählen.



Wählen Sie die Features, die Sie installieren möchten, und löschen Sie die Features, die Sie nicht installieren möchten.

- Eingebettetes Python
- SPSS-Import

Beschreibung

Installieren Sie die Verteilungsdatei von Python, um das Ausführen von Python-Code innerhalb von Origin zuzulassen.

1,51 GB des erforderlichen Speicherplatzes auf dem C-Laufwerk
346,58 GB des verfügbaren Speicherplatzes auf dem C-Laufwerk

InstallShield

< Zurück

Weiter >

Abbrechen

Wählen Sie aus, ob alle Benutzer oder nur der aktuelle Benutzer Origin verwenden dürfen.



Alle Benutzer oder aktueller Benutzer?



Möchten Sie, dass Origin nur für den gerade angemeldeten Benutzer oder für alle Benutzer zugänglich ist?

- Nur aktueller Benutzer
- Alle Benutzer

InstallShield

< Zurück

Weiter >

Abbrechen

Wählen Sie den gewünschten Programmordner im Startmenü.

Programmordner auswählen

Bitte wählen Sie einen Programmordner aus.



Setup fügt dem unten aufgeführten Programmordner neue Symbole hinzu. Sie können einen neuen Ordernamen eingeben oder einen vorhandenen Ordner aus der Liste auswählen.

Programmordner:

Vorhandene Ordner:

- Accessibility
- Accessories
- Administrative Tools
- Ansys 2024 R1
- Ansys Optics 2024 R1
- Bitdefender Endpoint Security Tools
- Greenshot
- Maintenance
- MATLAB R2023b
- Startup

InstallShield

< Zurück

Weiter >

Abbrechen

Nach einer letzten Übersicht Ihrer Einstellungen können Sie nun mit **[Weiter]** den **Kopiervorgang starten**.

Kopiervorgang starten

Einstellungen vor dem Kopieren überprüfen.



Zum Kopieren der Programmdateien sind genug Informationen vorhanden. Klicken Sie auf 'Zurück', wenn Sie die Einstellungen überprüfen oder ändern möchten. Wenn Sie mit den Einstellungen zufrieden sind, klicken Sie auf 'Weiter', um die Dateien zu kopieren.

Aktuelle Einstellungen:

Origin Verzeichnis:	C:\Program Files\OriginLab\Origin2024\
Programmordner:	C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\OriginLab Origin 2024
Installation:	Origin Programmdateien


InstallShield

< Zurück

Weiter >

Abbrechen

Nach erfolgreicher Installation ist das Setup abgeschlossen und Sie können das Origin Setup mit **[Fertig stellen]** beenden.



Setup Vollständig

Setup hat Origin 2024 erfolgreich installiert.
Ein Ordner namens OriginLab Origin 2024 wurde in Ihr Start
Menü eingefügt.

- Readme.txt öffnen
- Online mehr über Origin erfahren...

< Zurück

Fertig stellen

Abbrechen

Sie werden nun zum Programmordner weitergeleitet, von dem aus Sie Origin zum ersten Mal starten können.

OriginLab Origin 2024

Datei Start Freigegeben Ansicht

« Startmenü » Programme » OriginLab Origin 2024

« OriginLab Origin 2024 » durch...

Name	Änderungsdatum	Typ	Größe
Origin 2024 Beispieldaten	28.02.2024 13:17	Verknüpfung	
Origin 2024 reparieren oder deinstallieren	28.02.2024 13:17	Verknüpfung	
Origin 2024	28.02.2024 13:17	Verknüpfung	


Schnellzugriff

- Desktop
- Downloads
- Dokumente
- Bilder
- Dieser PC
- DVD-Laufwerk (D:) SS
- Netzwerk


3 Elemente

Windows

Sie werden nun nach einem Speicherort für Anwenderdateien gefragt. Sie können die Voreinstellung beibehalten.



Da der voreingestellte Pfad neu erstellt werden muss, bestätigen Sie, dass dieser erzeugt werden darf.



Als nächstes muss der **Lizenzserver** (siehe oben) des Gauß-IT-Zentrums eingetragen werden.

Name	<input type="text" value="hanleusm"/>	<input type="button" value="Aktualisieren"/>
Firma	<input type="text" value="TU Braunschweig"/>	<input type="button" value="Abbrechen"/>
Seriennummer	<input type="text" value=""/>	
FLEXIm-Server	<input type="text"/>	TCP/IP-Port: <input type="text"/>

Bitte geben Sie den Namen des FLEXIm Lizenzservers oder die IP Adresse ein, sowie die Portnummer falls erforderlich.

Wenn die Lizenzinformationen korrekt eingegeben wurden, folgt die Bestätigung, dass die Lizenz erfolgreich aktualisiert wurde.

Achtung !



Ihre Lizenz wurde erfolgreich aktualisiert.

Die Installation ist nun abgeschlossen und Origin kann verwendet werden.

Revision #4

Created 2024-02-28 12:27:19 UTC by Hannes Leusmann

Updated 2026-04-27 08:21:22 UTC by Hannes Leusmann